



Разтвор на реактив за флуорид SPADNS , 0.02-2.00 mg/L F⁻ (500 mL)

Продукт №:

44449

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	125
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻
Инструмент:	Всички освен DR/820
Метод, име:	SPADNS
Метод, номер:	8029
Обем / опаковка, размер:	500
Параметър:	Флуорид
Платформа:	Разтвор