



Ozone Accuvac, LR, 0.01-0.25 mg/L O₃, pk/25

Продукт №:

2516025

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Accuvac ampoules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. For the determination of ozone by the Indigo method. pk/25

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,01 - 0,25 mg/L O ₃
Инструмент:	All except DR/820
Метод, име:	Indigo
Метод, номер:	8311
Описание:	Ozone Accuvac, LR
Параметър:	Ozone
Платформа:	Accuvac