



Фосфат, общ, TNT, 1,0 – 100 mg/L PO₄

Продукт №:

2767245

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Parameter:	Total Phosphorous
Бр. тестове:	25 – 50
Измерване, диапазон:	1,0 – 100 mg/L PO ₄
Метод, име:	Молибдованадат с разграждане с персулфат с киселина
Метод, номер:	10127
Параметър:	Фосфат, общ
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.
Условия на съхранение:	10 – 25 °C
Хидролиза, изисквана:	Да