



PhosVer 3 Капсули с прахообразен реактив за фосфат 0,02-2,50mg/L PO₄

Продукт №:

2106069

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на орто фосфат. За проби от 10mL; пак./100.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Reference method:	SM 4500 P-E
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Инструмент:	Всички освен DR/3000, DR/2000, DR/820
Метод, име:	Аскорбинова киселина
Метод, номер:	8048
Обем / опаковка, размер:	100 /пак.
Параметър:	Фосфат, орто
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 °C - 25 °C