



Капсули с прахообразен реактив PhosVer 3 за фосфат 0,02 - 2,50 mg/L PO₄

Продукт №:

212599

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на фосфор, реактивен (проба от 25 mL; 100 теста).

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,50 PO ₄
Инструмент:	DR2000, DR3000, DR900
Метод, име:	Аскорбинова киселина
Метод, номер:	8048
Обем / опаковка, размер:	100 /пак.
Параметър:	Фосфор
Платформа:	Прахови вложки