



Chlorine (free & total) colour disc test kit, model CN-66 (pk/100)

Продукт №:

223101

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Measuring range 0.1-3.4 mg/L Cl₂

Спецификации

Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Smallest increment:	0.2
Бр. тестове:	50 Free, 50 Total
Вид на корпуса:	B
Измерване, диапазон:	Single Range
Метод, име:	Color disc/DPD
Модел:	CN-66
Модел на тестов комплект:	CN-66 ²
Параметър:	Chlorine, low range - As free & total Cl ₂
Платформа:	Цветен диск
Стандартен обхват на измерване:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂