



Клетка за проби, 1 инч квадратна, стъкло, 2 броя

Продукт №:	2495402
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Принадлежности за спектрофотометри/специални измервания върху течности.

Доставя се като съгласувана двойка клетки.

За използване в комбинация със спектрофотометри на Hach

Спектрофотометрите, химичните изделия и методите на Hach а предназначени, разработени и произведени с цел оптимизиране на вашите резултати.

Спецификации

Бележка под линия:	1 двойка клетки е включена при закупуване на спектрофотометрите DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 или DR 2700
Материал:	Стъкло
Обем / опаковка, размер:	2 Бр. съгласувана двойка
Оптична дължина на пътеката:	1 inch square
Тегло:	0,072 kg

Задължителни аксесоари

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)