



Пипета, вариращ обем, 0,1 - 1,0 mL

Продукт №:

VBP078

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Едноканалните пипети на Hach с вариращ обем и с изместване на въздуха разполагат с надежден дизайн, удобна ергономия, изтласкване на тънкия накрайник и възможност за работа с една ръка. Изключителна точност с регулиране в стъпки от 5 μ L (0,005 mL). Идеални за използване с реагенти за LCK на Hach. Предоставят се с калибрационен отчет и инструмент за поддръжка.

Накрайниците за пипети се продават отделно (VBP079).

Спецификации

Какво има в кутията:

Пипета 0,1 - 1,0 mL, инструмент за поддръжка, сертификат за калибриране, основно ръководство.

Накрайниците не са включени и трябва да бъдат закупени отделно.

Обем / опаковка, размер:

1 за един бр.

Какво има в кутията

Пипета 0,1 - 1,0 mL, инструмент за поддръжка, сертификат за калибриране, основно ръководство. Накрайниците не са включени и трябва да бъдат закупени отделно.