



DR/890 Колориметър за 90+ метода

Продукт №: 4847000

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:

- 9385200

Преносим и солиден, управляем от микропроцесор колориметър с модерна, енергоспестяваща LED технология. Предварително програмиран с 90 метода за анализ.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Спецификации

User interface:	16 key
Височина на снопа:	5 mm
Гаранция:	1 година
Диапазон на дължината на вълната:	420, 520, 560, 610 nm
Дисплей, размер:	38 mm x 64 mm
Дисплей, тип:	b/w
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, shows results, parameter, name, and unit
Езици на потребителския интерфейс:	English
Избор на дълж. на вълн.:	Automatic based on test selected
Какво има в кутията:	Всеки DR/800 сериен колориметър се доставя с две 1-инчови стъклени клетки за проби с маркировка за 10, 20 и 25 mL, две 1 cm пластмасови клетки за проби, един 16-mm COD/Test 'N Tube™ адаптер, 4 AA алкални батерии, както и илюстрирани ръководства за инструмента и за работа. Европейска CE марк.
Кювета, съвместимост:	1 in and 16 mm round vial (16 mm with adapter)
Лампа-излъчвател:	4 LEDs (Light Emitting Diode)
Обем на доставката:	DR/800 колориметър, две 1-инчови стъклени клетки за проби с маркировка за 10, 20 и 25 mL, две 1 cm пластмасови клетки за проби, 1 x 16-mm COD/Test 'N Tube™ адаптер, 4 AA алкални батерии, ръководство за инструмента и за работа. Европейска CE марк.
Оптимна система:	0 / 180 transmittance

Потребит. програми:	10 user entered programs,
	12 data points each
Прецизн. на дълж. на вълн.:	± 1 nm Fixed Wavelength, varies with model
Работен температурен диапазон:	0 - 50 °C
Ръчно, езици:	English, German, Italian
Фотометрия, диапазон на измерване:	0 - 2 Abs
Фотометрия, линейност:	± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)
Фотометрия, точност:	± 0,005 Abs @ 1,0 Abs

Какво има в кутията

Всеки DR/800 сериен колориметър се доставя с две 1-инчови стъклени клетки за проби с маркировка за 10, 20 и 25 mL, две 1 cm пластмасови клетки за проби, един 16-mm COD/Test 'N Tube™ адаптер, 4 AA алкални батерии, както и илюстрирани ръководства за инструмента и за работа. Европейска CE марк.