



Инструмент POCKET Colorimeter II Тест кит за колориметъра за анализ на хлор

Продукт №:

5870000

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Портативен колориметър, програмиран за определяне на свободен и общ хлор (DPD). В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Each POCKET Colorimeter II is programmed for one or two parameters. It is pocket sized and together with the practical Hach tests, gives reliable results anywhere, even under the most difficult conditions. The tried and tested colorimeters have been enhanced to make them even more convenient to use, and offer an ideal combination of robust technology and intuitive handling.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Мощен: с батерия, максимално за 2000 теста

Ясно отчитане: дори и при тежки условия, благодарение на подсветката и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
User interface:	Цифрен
Абсорбцията:	0 - 2.5 Abs
Бр. тестове:	50 - 100
Данни, регистър:	10 измерени стойности + време
Детектор:	Silicon detector
Диапазон на дължината на вълната:	варира при различните модели
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Езици на потребителския интерфейс:	Цифрен
Живот на батерията:	2000 tests
	* подсветката намалява живота на батерията
Избор на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната

Измерване, диапазон:	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Инструмент:	Китът включва PC II
Интерфейс:	Няма
Интерфейс вид:	Тестове HACH / HACH LANGE за анализ на води
Какво има в кутията:	Два обхвата: LR (ниска концентрация) - от 0,02 до 2,00 mg/L и HR (висока концентрация) - от 0,1 до 8,0 mg/L като Cl ₂ . Включени реактиви: 100 теста, всеки за обхвата на ниските концентрации, или 50 теста, всеки за обхвата на високите концентрации. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Кювета, съвместимост:	1 инч кръгла / 13 mm кръгла /1cm квадратна (с опционален адаптер)
Лампа-излъчвател:	Светодиод (LED)
Метод, име:	Колориметър/DPD
Метод, номер:	8021 (F), 8167 (T)
Най-малки инкременти, стъпки:	0.01
	0.1
Обем на доставката:	PC II, клетки за проби, ръководство, куфарче. Включени реактиви:100 теста, всеки за обхвата на ниските концентрации, или 50 теста, всеки за обхвата на високите концентрации.
Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Околна среда, условия: относителна влажност:	макс. 90 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	10 - 40 °C
Параметър:	Хлор, ниска концентрация - като свободен и общ Cl ₂
Пауза:	4, размер AAA алкални клетки
Потребит. програми:	Персонализирано програмиране
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Сертификати за съответствие:	CE
Тегло:	0,23 kg
Фотометрия, диапазон на измерване:	0 - 2 Abs
Ширина на спектралната лента:	15 nm честотна лента с филтър

Какво има в кутията

Два обхвата: LR (ниска концентрация) - от 0,02 до 2,00 mg/L и HR (висока концентрация) - от 0,1 до 8,0 mg/L като Cl₂. Включени реактиви: 100 теста, всеки за обхвата на ниските концентрации, или 50 теста, всеки за обхвата на високите концентрации. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.