



BOD TRAK II Респиromетричен апарат за определяне на BOD с принадлежности

Продукт №:

2952400

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Лабораторна станция за манометрично измерване на BOD, блок за управление и бъркачка със сензори за налягане за 6 бутилки.

Програми за измерване на BOD за 5, 7, 10 дни, тест на ОИСП за биодegradиране за 30 дни.

Обхват на измерване 0-700 mg/L O₂, променлив

Вкл. 6 гумени тапи, 6 492-mL бутилки от кафяво стъкло, смазка, 6 магнитни бъркалки, фуния, 1 пак. капсули с прахообразен LiOH, 1 пак. капсули с прахообразен хранително вещество.

Спецификации

BOD Bottle:	473 mL/6 pcs
Output Voltage:	24V, UL CSA и одобрени от TUV
Бележка под линия:	*Методът BODTrak II не е одобрен от USEPA за NPDES доклади.
Вход, напрежение:	110 - 240 V, 50/60 Hz
Гаранция:	24 месеца
Измерване метод:	Manometric
Измерване, диапазон:	0 - 700 mg/L
Изместване на показанията:	< 3 mg/L BOD за 5 дни
Инструмент:	BOD Trak II Apparatus
Интерфейс:	RS232
Какво има в кутията:	Апаратът BODTrak II включва северноамерикански и континентални европейски захранващи кабели, автоматично превключващо захранване, шест бутилки, шест магнитчета за магнитна бъркалка, шест уплътнителни капачки, шпатула черпак, капсули с буфер с хранителни вещества за определяне на BOD и пелети калиев хидроксид.
Капацитет:	Шест 492 mL бутилки
Тегло:	4 kg

Какво има в кутията

Апаратът BODTrak II включва северноамерикански и континентални европейски захранващи кабели, автоматично превключващо захранване, шест бутилки, шест магнитчета за магнитна бъркалка, шест уплътнителни капачки, шпатула черпак, капсули с буфер с хранителни вещества за определяне на BOD и пелети калиев хидроксид.