



Stabcal Сертифициран стандарт за калибриране 800 mNTU за FILTERTRAK 660

Продукт №:

2788453

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



За 1-точково калибриране и 2-точково калибриране. Бутилка 1 л.

Спецификации

Измерване, диапазон:

N/A

Концентрация:

800 mNTU

Обем / опаковка, размер:

1 L

Параметър:

Turbidity

Условия на съхранение:

Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight