



Pocket Pro+ pH тестер със сменяем сензор

Продукт №: 9532000
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Сложете край на догадките при извършване на измервания.

Hach Pocket Pro и Pro+ са проектирани за осигуряване на точни резултати. Подсигурени с вградена диагностика на ефективността, така че никога няма да се наложи да мислите кога е необходимо калибриране или почистване на сензора. Освен това получавате сменяеми батерии за удобно използване в полеви условия и голям, лесен за четене LCD екран.

Доверие в резултатите

Сложете край на догадките при калибриране на сензора, благодарение на лесните стъпки за калибриране и вградената диагностика за pH тестери, за да бъде всичко в оптимално състояние.

Спестете време и пари

Лесни за смяна батерии AAA и удобна чашка за проби улесняват поддръжката и измерванията.

Лесно използване

Големият LCD екран е лесен за четене; подсветката е включена в моделите Pocket Pro⁺, което позволява измерване почти във всяка среда на осветление.

Спецификации

Ассигуру:	± 0,02 pH
IP клас на корпуса:	IP67
Power Supply:	Батерии (виж изискванията за батерии)
Range:	0,00 – 14,00 pH
Гаранция:	24 месеца
Изисквания за батерии:	4, AAA
Какво има в кутията:	Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.
Обем на проба:	9 mL
Параметър:	pH, Темп.
Работен температурен диапазон:	0 – 50°C
Резолуция:	0,01 pH
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански
Фоново осветление:	Да

Какво има в кутията

Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.