



Intellical PHC101 – лабораторен гелов електрод за рН с ниска потребност от поддръжка, кабел с дължина 3 m

Продукт №:	PHC10103
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Intellical PHC101 е цифров комбиниран електрод за рН с вграден температурен сензор. PHC101 има ниски потребности от поддръжка благодарение на геловото единично отворено референтно съединение, което няма възможност за пълнене. Лабораторната версия на този електрод за рН е удароустойчива със своя корпус от епоксидна пластмаса, защитаващ до сензорния елемент със стъклена крушка. Електродът се предлага с кабел от 3 или 1 m. Електродът PHC101 е идеален за измерване на рН в отпадъчни води, питейни води и общи приложения във водна среда. PHC101 не е подходящ за употреба с органични разтворители или проби с рН под 2.

Intellical PHC101 осигурява бърз, стабилен отговор при приложения за отпадъчни води

Уникална сонда с плътен гел и отворено референтно съединение, специфично проектирана за измерване на рН в отпадъчни води.

Цифровата сонда за рН Intellical осигурява максимална проследимост на историята на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и серийен номер на пробата

Цифровата сонда за рН Intellical известява потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровата сонда за рН Intellical може да бъде премествана на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Епоксид
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH при pH 12,6 в 1 M NaOH
Връзка:	Отворена връзка
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Съкло за pH
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	3 m
Електрод, тип:	Гелов референтен елемент без възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: pH
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 20
Измерване, диапазон:	2 – 14 pH

Какво има в кутията:	Intellical PHC101 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 3 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: PHC101
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Параметър:	рН
Приложение:	Clean & Dirty Samples
Резолуция:	0,001/0,01/0,1
Специална функция:	Референция с двойно съединение
Тегло:	0,15 kg
Температура, резолуция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 50°C
Термистор:	АТС
Тип метод:	Полеви условия: гелов референтен елемент без възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical PHC101 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 3 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.