



Intellical PHC301 – лабораторен универсален електрод за рН с възможност за пълнене, кабел с дължина 1 m

Продукт №:	PHC30101
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Intellical PHC301 е цифров комбиниран електрод за рН с вграден температурен сензор. PHC301 има възможност за пълнене с референтно съединение с два керамични щифта. Този лабораторен електрод за рН е удароустойчив със своя пластмасов корпус Zeonor, защитаващ до сензорния елемент със стъклена крушка. Електродът се предлага с кабел от 3 или 1 m. Комбинираният електрод за рН с възможност за пълнене PHC301 се препоръчва за отпадъчни води, питейни води и общи приложения във водна среда. PHC301 не е подходящ за употреба с органични разтворители. Към сондата е включена бутилка от 28 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (3 M KCl разтвор, наситен с AgCl).

Цифровите сонди Intellical са калибрирани в завода
Готов за тестване веднага след разпаковане.

Цифровите сонди Intellical известяват потребителя, когато е необходимо повторно калибриране
Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията
Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването
Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH при pH 12,6 в 1 M NaOH
Връзка:	Връзка порест щифт
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Съкло за рН
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Референтен елемент с възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: рН
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 15
Измерване, диапазон:	0 – 14 pH
Какво има в кутията:	Intellical PHC301 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка от 28 mL с референтен електролитен разтвор

	за пълнене (3 М KCl разтвор, наситен с AgCl), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: PHC301
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Параметър:	pH
Приложение:	Clean & Dirty Samples
Разтвор за пълнене:	3 М KCl разтвор, наситен с AgCl (№ 2841700)
Резолуция:	0,001/0,01/0,1
Специална функция:	Референция с двойно съединение
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолуция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 50°C
Термистор:	ATC
Тип метод:	Лабораторни условия: референтен елемент с възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical PHC301 – лабораторен електрод за pH с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка от 28 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (3 М KCl разтвор, наситен с AgCl), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, референтен, 3 М KCl с AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Разтвор за пълнене, референтен, 3 М KCl с AgCl, 28 mL (Item 2841700)