



Intellical PHC201 – лабораторен универсален гелов електрод за рН, кабел с дължина 1 m

Продукт №: PHC20101
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Intellical PHC201 е цифров комбиниран електрод за рН с вграден температурен сензор. PHC201 има полутечно, пълно с гел, референтно съединение с керамичен щифт, което няма възможност за пълнене. Този лабораторен електрод за рН е удароустойчив със своя епоксиден пластмасов корпус, защитаващ до сензорния елемент със стъклена крушка. Електродът се предлага с кабел от 3 или 1 m. Електродът за рН PHC201 се препоръчва за общи водни приложения. PHC201 не е подходящ за използване с органични разтворители, ниска йонна сила, отпадъчни води, типове проби с високо съдържание на твърди вещества или високо алкални типове проби.

Intellical PHC201 осигурява бърз, стабилен отговор при приложения за качество на водата

Гелов електролит с ниска потребност от поддръжка и съединение с керамичен щифт за измерване на рН в разнообразни типове проби.

Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата

Цифровите сонди Intellical известяват потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl (двойно съединение)
Sensor material:	Епоксид
Sodium (Alkalinity) error:	<20% при pH 14 в 1 M NaCl
Връзка:	Връзка порест щифт
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Съкло за рН
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Гелов референтен елемент, който няма възможност за пълнене, полутечен гел
Изисквания за теста:	Необходим параметър: рН
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 15
Измерване, диапазон:	0 – 14 pH

Какво има в кутията:	Intellical PHC201 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: PHC201
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Параметър:	рН
Приложение:	Clean Samples
Резолуция:	0,001/0,01/0,1
Специална функция:	Общи цели. Проби от чиста вода.
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолуция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 80 °C
Термистор:	АТС
Тип метод:	Лабораторни условия: гелов референтен елемент без възможност за пълнене, полутечен гел
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical PHC201 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.