



## Sension+ Универсален електрод за проводимост

Продукт №: LZW5070.97.0002  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Налично

Клетка за проводимост с Pt електроди и стъклен корпус. Клетъчна константа  $C=1\text{cm}^{-1}$ . Автоматична компенсация на температурата. 1 m кабел. За настолен измервателен уред.

Измервателен обхват 0,2  $\mu\text{S}/\text{cm}$  - 200  $\text{mS}/\text{cm}$ , 0 - 80 °C.

Електродът е подходящ за общи водни приложения.

**Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.**

---

### Спецификации

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ассурасу:                     | 0,50% EC иTDS                                           |
| Вид:                          | Лабораторен                                             |
| Гаранция:                     | 12 месеца                                               |
| Датчик, тип:                  | 3-полюсна платинена, $k = 0,7 \text{ cm}^{-1}$          |
| Дължина:                      | 130 mm                                                  |
| Дължина на кабела:            | 1 m                                                     |
| Измерване, диапазон:          | 0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200 $\text{mS}/\text{cm}$ |
| Материал:                     | Корпус на сензора: отвън: поликарбонат; отвътре: стъкло |
| Параметър:                    | Проводимост:                                            |
| Размери (диаметър x дължина): | 12 mm x 130 mm                                          |
| Разтвор за пълнене:           | -                                                       |
| Свързка:                      | RJ45 (phone)                                            |
| Съединение на сондата:        | -                                                       |
| Температурен датчик:          | Pt 1000                                                 |
| Температурен диапазон:        | 0 - 80 °C                                               |
| Термистор:                    | Pt1000                                                  |
| Тип на сондата:               | Лабораторна                                             |