



Sension+ pH гелов електрод с керамична диафрагма (обща употреба)

Продукт №: LZW5050T.97.002
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Гел електрод за pH с керамична диафрагма на ниска цена. Автоматична компенсация на температурата. Поликарбонатен корпус. Обхват 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m кабел. За преносими измервателни уреди.

Този електрод за pH, изискващ минимална поддръжка, е подходящ основно за измервания във водна среда. Предпазител за съхранение не позволява счупване и не допуска свръхналягане на диафрагмата.

Ергономичен и стабилен

Вграден сензор за температура

Минимална поддръжка

Спецификации

Ассурасу:	0,02 pH с pH1 измервателен уред
Вид:	Преносим
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Съкло
Дължина:	85 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Корпус на сензора: поликарбонат
Параметър:	pH
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 85 mm
Разтвор за пълнене:	Гел без възможност за пълнене
Свързка:	Sension+ MP5
Съединение на сондата:	Керамичен щифт
Температурен диапазон:	0 - 80 °C
Термистор:	Pt1000
Тип на сондата:	Преносим