



PHC3081-8 Combined pH electrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC

Продукт №:

E16M305

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

General-purpose pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: porous pin. With temperature sensor. BNC plug.

Спецификации

Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Glass
Дължина:	103 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	PHC3081-8
Измерване, диапазон:	0 - 12 pH
Материал:	Glass
Разтвор за пълнене:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl
Съединение на сондата:	Porous pin
Температурен диапазон:	0 - 80 °C
Термистор:	NTC 10 kohm
Тип на сондата:	Laboratory combination pH electrode

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, референтен, 3 M KCl с AgCl, 100 mL (Item S21M004)