



2100N Laboratory Turbidimeter, EPA, 115 Vac

Продукт №: 4700000

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:

- LPV444.99.00210

Спецификации

Lamp Type:	Tungsten
Range:	0 to 980 EBC units, EBC mode, ratio on: auto, auto-decimal
Serial input interface:	RS232 serial interface (bidirectional)
Stabilization time:	60 min with ratio off
User interface:	Button
Време за отговор :	6.8 s with signal averaging off; 14 s with signal averaging on
Време за стабилизиране:	30 min with ratio on
Дисплей, тип:	8-digit LED display
Езици на потребителския интерфейс:	English
Измерване, диапазон:	0 - 4000 NTU
Интерфейс:	RS232 serial (bi-directional)
Какво има в кутията:	Instrument, sample cells, Stablcal calibration standards in sealed vials, silicone oil, oiling cloth, dust cover, manual, power cord with North American plug, EPA filter assembly.
Кювета, съвместимост:	25 mm round; 12, 13, 16, and 19 mm round with optional adapter kit
Лампа-излъчвател:	Tungsten lamp
Максимална относителна влажност при работа:	90 %
Обем на проба:	30 mL with 25 mm sample cells
Опции за захранване:	115 V AC с US захранващ кабел
Повторяемост:	± 1 % of reading or ± 0.01 NTU, whichever is greater
Продухване с въздух:	0.1 scfm at 69 kPa , hose barb connection for 1/8 in tubing, maximum 138 kPa. Dry nitrogen or instrument-grade air.
Работен температурен диапазон:	0 - 40 °C
Размери (В x Ш x Д):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Регулаторни:	USEPA method 180.1
Режим на измерване:	NTU, EBC, Nephelo
Ръчно, езици:	English, Spanish, French, German

Свързване към захранващата мрежа:	115 - 230 VAC; 50 to 60 Hz; 60 VA maximum
Сертификати за съответствие:	UL/CSA
Тегло:	3,43 kg
Точност:	± 2 % of reading plus 0.01 NTU from 0 - 1000 NTU
	±5% of reading from 1000 - 4000 NTU
Условия на съхранение:	-40 °C - 60 °C

Какво има в кутията

Instrument, sample cells, Stablcal calibration standards in sealed vials, silicone oil, oiling cloth, dust cover, manual, power cord with North American plug, EPA filter assembly.