



2100AN Laboratory Turbidimeter, USEPA 180.1, 230V

Продукт №: 4700102

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:

- LPV444.99.00320
- LPV444.99.00310

Спецификации

Lamp Type:	Tungsten
Printer:	Built-in (thermal, 58-mm, up to 28 column)
Serial input interface:	RS232 serial interface (bidirectional)
Stabilization time:	60 min with ratio off
User interface:	Button
Абсорбцията:	0.001 Abs on lowest range
Време за отговор :	6.8 s with signal averaging off
	14 s with signal averaging on
Време за стабилизиране:	30 min with ratio on
Дисплей, тип:	8-digit LED display
Езици на потребителския интерфейс:	English
Измерване, диапазон:	0 - 99.9 NTU NTU mode, ratio on: manual
Интерфейс:	RS232 serial (bi-directional)
Кювета, съвместимост:	round, with adapter kit
Лампа-излъчвател:	Tungsten lamp
Максимална относителна влажност при работа:	90 %
Обем на доставката:	Instrument, sample cells, STABLCAL calibration standards, silicone oil, oiling cloth, dust cover, manual, power cord with Continental European plug, EPA filter, 455 nm color filter, printer paper
Обем на проба:	30 mL with 25 mm sample cell
	2.5 mL with 12 mm
	3.5 mL with 13 mml
	5 mL with 16 mml
	7 mL with 19 mm
Опции за захранване:	230 V AC с EU захранващ кабел

Повторяемост:	± 1 % of reading or ± 0.01 NTU, whichever is greater
Потребит. програми:	2
Продухване с въздух:	0.1 scfm at 69 kPa , hose barb connection for 1/8 in tubing, maximum 138 kPa. Dry nitrogen or instrument-grade air.
Работен температурен диапазон:	0 - 40 °C
Размери (В x Ш x Д):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Регулаторни:	USEPA method 180.1
Режим на измерване:	NTU, Nephelo, EBC, ABS, %T, Color, ASC
Ръчно, езици:	English, Spanish, German
Свързване към захранващата мрежа:	-
Сертификати за съответствие:	UL/CSA
Тегло:	3,77 kg
Точност:	± 2 % of reading plus 0.01 NTU from 0 - 1000 NTU ±5% of reading from 1000 - 4000 NTU ±10% of reading from 4000 - 10000 NTU
Условия на съхранение:	-40 °C - 60 °C