



2100AN IS Laboratory Turbidimeter, ISO, 230V

Продукт №: 4790102

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:

- LPV444.99.00320

Спецификации

Lamp Type:	870 ± 30 nm LED
Printer:	Built-in (thermal, 58 mm, up to 28 column)
Serial input interface:	RS232 serial interface (bidirectional)
User interface:	Button
Абсорбцията:	0.001 Abs on lowest range
Време за отговор :	6.8 s with signal averaging off
	14 s with signal averaging on
Време за стабилизиране:	Instantaneous
Дисплей, тип:	8-digit LED display
Езици на потребителския интерфейс:	English
Измерване, диапазон:	0 - 10000 NTU/ FNU
Интерфейс:	RS232 serial (bi-directional)
Кювета, съвместимост:	25 mm round; 12, 13, 16, and 19 mm round with optional adapter kit
Лампа-излъчвател:	LED lamp
Максимална относителна влажност при работа:	90 %
Обем на доставката:	Instrument, sample cells, StablCal calibration standards, silicone oil, oiling cloth, dust cover, manual, power cord with Continental European plug, printer paper.
Обем на проба:	30 mL with 25 mm sample cell
	2.5 mL with 12 mm
	3.5 mL with 13 mm
	5 mL with 16 mm
	7 mL with 19 mm
Опции за захранване:	230 V AC с EU захранващ кабел
Повторяемост:	± 1 % of reading or ± 0.01 NTU/FNU, whichever is greater

Потребит. програми:	2
Продухване с въздух:	0.1 scfm at 69 kPa , hose barb connection for 1/8 in tubing, maximum 138 kPa. Dry nitrogen or instrument-grade air.
Работен температурен диапазон:	0 - 40 °C
Размери (В x Ш x Д):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Регулаторни:	EN ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404, NFT 9033
Режим на измерване:	FNU, FAU, NTU, EBC, ABS, %T, ASC
Ръчно, езици:	English
Свързване към захранващата мрежа:	maximum
Сертификати за съответствие:	UL/CSA/CE
Тегло:	3,77 kg
Точност:	± 2 % of reading plus 0.01 NTU from 0 - 1000 NTU
	± 5 % of reading from 1000 - 4000 NTU
	± 10 % of reading from 4000 - 10,000 NTU
Условия на съхранение:	-40 °C - 60 °C