



КОМБИНИРАН PH ЕЛЕКТРОД PHC2015-8 W/BNC

Продукт №: E16M318
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

За алкални проби, здрав.

Спецификации

Вид:	Лабораторен, комбиниран електрод, red rod, тяло епоксид
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Стъкло с мембрана за намаляване на алкалната (натриева) грешка
Дължина:	103 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Епоксид
Параметър:	pH
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 103 mm
Разтвор за пълнене:	Запълняем: Наситен KCl
Свързка:	BNC Connector
Специална функция:	Специална стъклена мембрана за алкални проби, здраво епоксидно тяло, и референтна система Red-Rod
Съвместими инструменти:	MeterLab & sensION+ GLP lab
Съединение на сондата:	Винтов болт
Температурен диапазон:	0 - 100 °C
Термистор:	не (изисква се външен)
Тип на сондата:	Лабораторен комбиниран pH електрод с референтна система Red-Rod

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, референтен, наситен KCl (KCl.L), 100 mL (Item S21M002)
- Разтвор за пълнене, референтен, кристали KCl (KCl.C), 15 g (Item S21M001)