



Differential 1.5" pH sensor, LCP, 5-wire, 3 m cable

Продукт №:

6028P0

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Differential pH sensor with unique measurement technology using 3 electrodes. Low maintenance, versatile mounting styles, great accuracy and reliability. Chemical resistant body.

Спецификации

Сensitivity 2:	ORP: < 0.5 mV
Връзка:	PVDF Junction
Гаранция:	24 месеца
Диаметър:	55 mm
Диапазон на налягането:	max. 10.7 bar sensor only (pressure range of mounting hardware to be checked separately)
Дължина:	180 mm
Дължина на кабела:	3 m (10 ft)
Електрод, материал:	Glass
Измерване, диапазон:	ORP: -2000 - +2000 mV
Изместване на показанията:	0.03 pH per 24 hours, non-cumulative
Материал:	Ground Electrode: Titanium or Hastalloy C
Материал на тялото (измервателния уред):	LCP
Монтаж, вид:	Convertible
Поток:	max. 3 m/s
Работен температурен диапазон:	-5 - 95 °C
Резба на датчика:	1.5" NPT at both ends
Тегло:	0,6 kg
Температурен датчик:	NTC 300 Ω thermistor for automatic temperature compensation and analyzer temperature readout
Температурен диапазон:	-5 – 95 °C (от 23 до 203 °F)
Чувствителност:	< 0,005 pH