



Differential 1.5" pH sensor, LCP, 5-wire, 7.5m cable

Продукт №:

6028P025

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Differential pH sensor with patented measurement technology using 3 electrodes. Low maintenance, versatile mounting styles, great accuracy and reliability. Chemical resistant body.

Спецификации

Диапазон на налягането:	max. 10.7 bar sensor only (pressure range of mounting hardware to be checked separately)
Дължина:	180 mm
Дължина на кабела:	7.5 m 25 '
Електрод, материал:	Glass
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Изместване на показанията:	0.03 pH per 24 hours, non-cumulative
Материал:	Ground Electrode: Titanium or Hastalloy C
Материал на тялото (измервателния уред):	LCP
Монтаж, вид:	Convertible (immersion or flow-through mount)
Поток:	max. 3 m/s
Работен температурен диапазон:	-5 - 95 °C
Резба на датчика:	1.5" NPT at both ends
Температурен датчик:	NTC 300 Ω thermistor for automatic temperature compensation and analyzer temperature readout