



pH test kit, 6.5 - 8.5 pH, model 17H

Продукт №: 147008
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Спецификации

Smallest increment:	0.1 pH
Бр. тестове:	200
Вид на корпуса:	В
Измерване, диапазон:	6,6 - 8,4 pH
Метод, име:	Color disc/Phenol red
Модел:	17H
Модел на тестов комплект:	17H
Параметър:	pH, mid range
Платформа:	Цветен диск