



pH test kit, 7.4 - 9.6 pH, model 17J

Продукт №:

147009

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Спецификации

Smallest increment:	0.1 pH
Бр. тестове:	200
Вид на корпуса:	В
Измерване, диапазон:	7,4 - 9,6 pH
Метод, име:	Color disc/Thymol blue
Модел:	17J
Модел на тестов комплект:	17J
Параметър:	pH, mid range
Платформа:	Цветен диск