



## Набор за тест за алкалност AL-AP, 5-100/20-400 mg/L CaCO<sub>3</sub>, 100 броя

Продукт №:

2444301

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Дължаща се на присъствието на карбонати, бикарбонати, хидроксиди и други разтворени соли, алкалността е важна при производството на храни и напитки, за работещите с бойлери и хидробиолозите.

Метод:титруване чрез броене на капките

Дължаща се на присъствието на карбонати, бикарбонати, хидроксиди и други разтворени соли, алкалността е важна при производството на храни и напитки, за работещите с бойлери и хидробиолозите. Наборът е предназначен за метода на титруване чрез броене на капките и съдържа 100 теста.

**Прост, икономичен метод за титруване**

**Солидният тест включва всички необходими реактиви, разтвори и стъклария.**

### Спецификации

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smallest increment:       | 5                                                                                                                                                                                           |
|                           | 20                                                                                                                                                                                          |
| Бележка под линия:        | *mg/L, ако не е указано друго, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L или 17,1 ppm. 1EPA приет за отпадни води. Консултирайте се с вашата регулаторна агенция. |
| Бр. тестове:              | 100                                                                                                                                                                                         |
| Вид на корпуса:           | B                                                                                                                                                                                           |
| Измерване, диапазон:      | 5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L                                                                                                                                                                |
| Метод, име:               | Титруване чрез броене на капките/сярна киселина                                                                                                                                             |
| Модел на тестов комплект: | AL-AP MG-L                                                                                                                                                                                  |
| Параметър:                | Алкалност - (P) & общи (MO) като CaCO <sub>3</sub>                                                                                                                                          |
| Платформа:                | Drop Count Titration                                                                                                                                                                        |