



Be Right™



Flask, Filtering, Polypropylene, 1000 mL

Продукт №:

2089953

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Polypropylene filtering flask with side-arm at 45° angle prevents tipping. Barbed side-arm accepts 1/4-3/8" I.D. tubing for application of vacuum. See page 380 for tubing; see page 375 for stopper.

Спецификации

Единица:	1 each
Капацитет:	1000 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Polypropylene