



**Be Right™**



## Cylinder, graduated, polypropylene, 50 mL $\pm 0.6$ mL, 1.0 mL divisions

Продукт №:

108141

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

---

### Спецификации

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Вид:                                     | Две метрични стойности |
| Измерване метод:                         | To Deliver/To Contain  |
| Капацитет:                               | 50 mL                  |
| Материал на тялото (измервателния уред): | Polypropylene          |
| Обем / опаковка, размер:                 | 1 each                 |
| Сертификати:                             | Class B                |