



Многоклетков държач

Продукт №: A23618

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Принадлежности за спектрофотометри/специални измервания върху течности. Държачът е предназначен за 10, 20 или 50 mm правоъгълни клетки или 1-инчови кръгли или правоъгълни такива.

Спецификации

Материал:	ABS
Обем / опаковка, размер:	1 Бр.
Размери (В x Ш x Д):	42 mm x 107 mm x 107 mm
Тегло:	0,094 kg