



Проточна клетка, 50 mm правоъгълна, кварцово стъкло, 1 брой

Продукт №: LZV649

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Опционални принадлежности за спектрофотометри/спектрални измервания на течности, позволяващи проточно измерване.

Спецификации

Височина на снопа:	10 mm
Материал:	Кварцово стъкло
Обем / опаковка, размер:	1 Бр. 370 µL, проточна клетка
Оптична дължина на пътеката:	50 mm правоъгълни
Размери (В x Ш x Д):	40 mm x 12.5 mm x 52 mm