



Инструмент ROCKET Colorimeter II Набор от тестове за колориметър за анализ на хлор и рН

Продукт №:

5870012

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на свободен и общ хлор. Метод DPD и фенолово червено.

В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане: дори и при тежки условия, благодарение на подсветката и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати при всякакви условия

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Smallest increment:	0.1
Абсорбцията:	0 - 2.5 Abs
Бр. тестове:	100
Вид на корпуса:	R
Данни, регистър:	10 измерени стойности
Детектор:	Silicon detector
Диапазон на дължината на вълната:	варира при различните модели
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Цифрен LCD, черно-бял, с подсветка
Дължина на вълната:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Езици на потребителския интерфейс:	Неприложимо
Живот на батерията:	2000 tests приблизително

* Използването на подсветка намалява живота на батерията.

Измерване, диапазон:	6,0 - 8,5 pH
Инструмент:	Китът включва РС II
Интерфейс:	Неприложимо

Интерфейс вид:	Тестове с флакони Nach за анализ на води
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, съдържаща DPD хлор и колориметрично фенолово червено pH * Обхвати: 0,1 до 10,0 mg/L като Cl2 и 6,0 до 8,5 pH. Набор от реактиви (100 теста за свободен хлор, 100 теста за общ хлор, 100 теста за pH) Заменя PN 4670012 - Портативен колориметър за хлор и pH и PN 4110022 - DR/100 Хлор/pH. Не се препоръчва за отчитане на резултати от питейни води пред регулаторна агенция. Вижте номера на продукта: 5870000, хлор (свободен и общ), Набор от тестове за Pocket Colorimeter II за остатъчен хлор с ниска концентрация или 5870062 за средна и висока концентрация. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Калибриране на дължината на вълната:	Неприложимо
Кювета, съвместимост:	1 инч кръгла / 1cm квадратна (с опционален адаптер)
Лампа-излъчвател:	Светодиод (LED)
Метод, име:	Колориметър/DPD
	Фенолово червено, DPD
Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Околна среда, условия: относителна влажност:	макс. 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	10 - 40 °C
Параметър:	pH, и хлор висока концентрация
Пауза:	4 x размер AAA алкални клетки
Потребит. програми:	Персонализирано програмиране
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	156 mm x 61 mm x 35 mm
Тегло:	0,23 kg
Ширина на спектралната лента:	15 nm честотна лента с филтър

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, съдържаща DPD хлор и колориметрично фенолово червено pH * Обхвати: 0,1 до 10,0 mg/L като Cl2 и 6,0 до 8,5 pH. Набор от реактиви (100 теста за свободен хлор, 100 теста за общ хлор, 100 теста за pH) Заменя PN 4670012 - Портативен колориметър за хлор и pH и PN 4110022 - DR/100 Хлор/pH. Не се препоръчва за отчитане на резултати от питейни води пред регулаторна агенция. Вижте номера на продукта: 5870000, хлор (свободен и общ), Набор от тестове за Pocket Colorimeter II за остатъчен хлор с ниска концентрация или 5870062 за средна и висока концентрация. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.