



POCKET Набор от тестове за колориметър за анализ на общ хлор

Продукт №:

5870024

Опасен



ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на общ хлор (DPD), 0,02-2,00 и 0,1-8,0 mg/L Cl₂. В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
Абсорбцията:	0 - 2.5 Abs
Бр. тестове:	125 - 250
Гаранция:	24 месеца
Данни, регистър:	10 измерени стойности
Детектор:	Silicon detector
Диапазон на дължината на вълната:	варира при различните модели
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Езици на потребителския интерфейс:	Неприложимо
Живот на батерията:	2000 tests приблизително
	* Използването на подсветка намалява живота на батерията.
Измерване, диапазон:	0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Инструмент:	Китът включва РС II
Интерфейс вид:	Тестове с флакони Hach за анализ на води
Интерфейси (опция):	Неприложимо

Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, общ хлор-0,02 до 2,00 mg/L и 0,1 до 8,0 mg/L, с диспенсер SwifTest за DPD реактиви (125-250 теста/флакон, в зависимост от обхвата на теста). Одобрен/приет от USEPA за отпадъчни води. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Калибриране на дължината на вълната:	Неприложимо
Кювета, съвместимост:	1 инч кръгла / 1cm квадратна (с опционален адаптер)
Лампа-излъчвател:	Светодиод (LED)
Метод, име:	Колориметър/DPD
Метод, номер:	8167
Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Околна среда, условия: относителна влажност:	макс. 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	10 - 40 °C
Параметър:	Хлор, общ, диспенсер SWIFTEST
Пауза:	4 x размер AAA алкални клетки
Платформа:	Swiftest
Потребит. програми:	Персонализирано програмиране
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Тегло:	0,23 kg
Ширина на спектралната лента:	15 nm честотна лента с филтър

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, общ хлор-0,02 до 2,00 mg/L и 0,1 до 8,0 mg/L, с диспенсер SwifTest за DPD реактиви (125-250 теста/флакон, в зависимост от обхвата на теста). Одобрен/приет от USEPA за отпадъчни води. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.