



Портативен колориметър Pocket Colorimeter II Набор от тестове за анализ на бром

Продукт №:

5870001

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на бром, 0,05-4,5 / 0,2-10,0 mg/L Br₂, DPD метод. В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
Smallest increment:	0.01
	0.1
Бележка под линия:	*mg/L, ако не е указано друго, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L или 17,1 ppm. 1EPA приет за отпадъчни води. Консултирайте се с вашата регулаторна агенция.
Бр. тестове:	50 - 100
Детектор:	Silicon detector
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Измерване, диапазон:	0,2 - 10,0 Br ₂
Инструмент:	Китът включва PC II
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, бром, ниска концентрация-0,05 до 4,50 mg/L Br ₂ , висока концентрация-0,2 до 10,0 mg/L Br ₂ с набор реактиви (100 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Метод, име:	Колориметър/DPD

Метод, номер:	8016
Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Параметър:	Бром
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Сертификати за съответствие:	CE
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, бром, ниска концентрация-0,05 до 4,50 mg/L Br₂, висока концентрация-0,2 до 10,0 mg/L Br₂ с набор реактиви (100 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородови реактиви), куфарче и ръководство.