



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - Система за DO

Продукт №:

5870003

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Dissolved Oxygen, HRDO method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
Smallest increment:	0.1
Бр. тестове:	25
Детектор:	Силициев детектор
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Измерване, диапазон:	0,2 - 10,0 mg/L O ₂
Инструмент:	Китът включва PC II
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, разтворен кислород-0,2 до 10,0 mg/L, с набор реактиви (25 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Метод, име:	Колориметър/ AccuVac®
Ограждение, клас:	IP67
Параметър:	Разтворен кислород (DO)
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Ръчно, езици:	...
Сертификати за съответствие:	CE
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, разтворен кислород-0,2 до 10,0 mg/L, с набор реактиви (25 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.