



27 Набор от тестове за колориметър за анализ на желязо

Продукт №:

5870016

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на желязо, 0,01-1,7 mg/l Fe, метод TPTZ. В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Smallest increment:	0.01
Бр. тестове:	50 - 100
Вид на корпуса:	D
Детектор:	Silicon detector
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, backlit
Дължина на вълната:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Измерване, диапазон:	0,01 - 1,70 Fe
Инструмент:	Китът включва РС II
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, желязо (TPTZ)-0,01 до 1,70 mg/L, с набор реактиви (100 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Метод, име:	Колориметър/TPTZ
Метод, номер:	8112
Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Параметър:	Желязо, ниска концентрация
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната $\pm$ 2 nm варира при различните модели

Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Сертификати за съответствие:	CE
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, желязо (TPTZ)-0,01 до 1,70 mg/L, с набор реактиви (100 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородови реактиви), куфарче и ръководство.