



Инструмент POCKET Colorimeter II Набор от тестове за колориметър за анализ на желязо

Продукт №:

5870022

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на желязо, метод FerroVer. В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
Smallest increment:	0.01
Бр. тестове:	100
Вид на корпуса:	D
Детектор:	Силициев детектор
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Измерване, диапазон:	0,02 - 5,00 mg/L Fe
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II за желязо чрез използване на реактив за желязо FerroVer [®] (1,10 фенантролин). Обхват на теста: 0,02 до 5,00 mg/L. Включва Pocket Colorimeter II за желязо, набор реактиви (100 теста), ръководство и куфарче, одобрен/приет от USEPA за отпадъчни води (необходимо е разграждане). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Метод, име:	Колориметър/ FerroVer (общо Fe)
Метод, номер:	8008

Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Параметър:	Желязо, среден диапазон
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Сертификати за съответствие:	CE
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II за желязо чрез използване на реактив за желязо FerroVer® (1,10 фенантролин). Обхват на теста: 0,02 до 5,00 mg/L. Включва Pocket Colorimeter II за желязо, набор реактиви (100 теста), ръководство и куфарче, одобрен/приет от USEPA за отпадъчни води (необходимо е разграждане). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородови реактиви), куфарче и ръководство.