



POCKET Colorimeter II Набор от тестове за колориметър за анализ на манган (LR)

Продукт №:

5870018

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на манган, 0,01-0,70 mg/L Mn, метод PAN. В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Smallest increment:	0.01
Бр. тестове:	50
Вид на корпуса:	D
Гаранция:	24 месеца
Детектор:	Silicon detector
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, backlit
Дължина на вълната:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Измерване, диапазон:	0,01 - 0,70 mg/L Mn
Инструмент:	Китът включва PC II
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, манган-ниска концентрация с използване на метод 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (PAN), диапазон: 0,01 до 0,70 mg/L като Mn. Включва Pocket Colorimeter II за манган ниска концентрация, набор реактиви (50 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородни реактиви), куфарче и ръководство.
Метод, име:	Колориметър/PAN
Метод, номер:	8149

Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Параметър:	Манган
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, манган-ниска концентрация с използване на метод 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (PAN), диапазон: 0,01 до 0,70 mg/L като Mn.Включва Pocket Colorimeter II за манган ниска концентрация, набор реактиви (50 теста). Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени едnodозови реактиви), куфарче и ръководство.