



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ - цинк

Продукт №:

5870009

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Zinc, Zincon method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Преносим фотометър за един параметър за работа при всякакви условия

Лек, работи на батерия, подходящ за разширена работа в полеви условия или бърз мониторинг на процес на самото място. Могат да се извършват измервания в два диапазона за редица важни параметри.

Одобрен от USEPA за питейни води и отпадъчни води

Инструментът Pocket Colorimeter II е достатъчно опростен за употреба, така че всеки може да получи надеждни резултати с точност, сравнима с тази при използване на лабораторен инструмент.

Фабрично програмиран

Всеки инструмент Pocket Colorimeter II е предварително програмиран за един или повече от 35 параметъра. Много от тях се основават на методи, одобрени от EPA. Край на необходимостта от ръчно калибриране. Просто нулирайте инструмента с празна проба, поставете пробата с реактив и прочетете резултата.

Водоустойчив, лек, износоустойчив

Инструментът Pocket Colorimeter II наистина се побира в джоба! С тегло само .23 kg (8,1 oz), твърдата устойчива на удари обвивка предпазва електронните и оптичните елементи в продължение на години безпроблемна работа. Клас IP67: Pocket Colorimeter II може да остане потопен на 1 метър за 30 минути и да продължи да функционира изрядно. Освен това инструментът е проектиран да не потъва!

Дисплей с подсветка, регистриране на данни, извикване на данни

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея. Регистриране на 10-те най-скорошни точки от данни заедно с времето на измерване. Край на необходимостта от ръчно регистриране чрез хартия и химикал.

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
Smallest increment:	0.01
Бр. тестове:	100
Вид на корпуса:	R
Детектор:	Силициев детектор
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Измерване, диапазон:	0,02 - 3,00 mg/L Zn

Инструмент:	Китът включва РС II
Какво има в кутията:	Система за анализ Pocket Colorimeter II, цинк, диапазон: 0,02 до 3,00 mg/L. Включва набор реактиви (100 теста). Одобрен/приет от USEPA за отпадни води, когато се прилага разграждане. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородови реактиви), куфарче и ръководство.
Метод, име:	Колориметър/Цинкон
Ограждение, клас:	IP67
Параметър:	Цинк
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Сертификати за съответствие:	Европейска CE маркировка
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Система за анализ Pocket Colorimeter II, цинк, диапазон: 0,02 до 3,00 mg/L. Включва набор реактиви (100 теста). Одобрен/приет от USEPA за отпадни води, когато се прилага разграждане. Всеки портативен инструмент Colorimeter II се доставя като комплект, готов за употреба, който включва набор реактиви (предварително измерени еднородови реактиви), куфарче и ръководство.