



Intellical PHC281 – лабораторен електрод с възможност за пълнене за pH за качество на водата, кабел с дължина 3 m

Продукт №: PHC28103
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Intellical PHC281 е цифров комбиниран електрод за pH с вграден температурен сензор. PHC281 е се сонда за pH с възможност за пълнене, произведена за трудни проби. Този лабораторен електрод за pH е удароустойчив със своя пластмасов корпус Zeonog, защитаващ до сензорния елемент със стъклена крушка. Електродът се предлага с кабел от 3 или 1 m. Електродът за pH с възможно за пълнене PHC281 има висок дебит на електролита и голямо отворено съединение, идеално за трудни проби, като ниска йонна сила (LIS), свръхчисти, замърсени проби и проби с високо съдържание на твърди вещества. PHC281 не е подходящ за употреба с органични разтворители. Към сондата е включена бутилка от 59 mL с 2,44 M KCl разтвор за пълнене на електрода.

Сондата за pH PHC281 Ultra е проектирана за превъзходно функциониране – дори при трудни проби
Високият дебит на електролита и дизайнът с голямо отворено съединение предоставят бърза реакция и стабилизация.

Цифровата сонда за pH Intellical осигурява максимална проследимост на историята на измерванията
Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Цифровата сонда за pH Intellical известява потребителя, когато е необходимо повторно калибриране
Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровата сонда за pH Intellical може да бъде премествана на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването
Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonog
Връзка:	Отворена връзка
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Стъкло за pH
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	3 m
Електрод, тип:	Референтен елемент с възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: pH
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 15
Измерване, диапазон:	0 – 14 pH
Какво има в кутията:	Intellical PHC281 – лабораторен електрод за pH с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 3 m, бутилка от 59 mL с референтен електролитен разтвор

	за пълнене (2,44 М KCl разтвор), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: PHC281
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Параметър:	pH
Приложение:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Разтвор за пълнене:	2,44 М KCl разтвор (№ 2965026)
Резолуция:	0,001/0,01/0,1
Специална функция:	Референция с двойно съединение
Тегло:	0,15 kg
Температура, резолюция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 50°C
Термистор:	АТС
Тип метод:	Полеви условия: референтен елемент с възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical PHC281 – лабораторен електрод за pH с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 3 m, бутилка от 59 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (2,44 М KCl разтвор), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, референтен, 2,44 М KCl, 59 mL (Item 2965026)