



Intellical ISENA38101 натриев (Na^+) йон-селективен електрод (ISE) с пакет реагенти за калибриране

Продукт №: ISENA381AP
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Пакетът Intellical ISE за анализ на натрий съдържа всичко необходимо за стартиране на измерването на натрий (Na^+) с Вашия HQD измервателен уред: Intellical ISENA381 натриев ISE с кабел с дължина 1 m, натриевите капсули с прахообразни вещества ISAB, 100 mg/L и 1000 mg/L стандартни натриеви разтвори.

Осигурява бърза, стабилна и точна реакция

Лесен за поддръжка дизайн с възможност за пълнене с уникален вграден температурен сензор. Цифровите сонди Intellical дават точен резултат, когато измерването е стабилно, премахвайки предположенията при наличието на променливо число.

Максимална проследимост на хронологията на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Предупреждава потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е нужно повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	$\pm 0,02$ mV или 0,05%, което от двете е по-голямо
ISA, изисква се:	Натрий/калий ISA (№ 4451569)
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Връзка:	Двойно поресто коляно
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Съкло за pH
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Референтен елемент с възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: натрий
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 26
Измерване, диапазон:	0.023 mg/L (1×10^{-6} M) - 23 g/L (1 M) Na^+
Какво има в кутията:	Intellical ISENA381 комбиниран ISE за натрий, кабел с дължина 1 m (ISENA38101), стандартни натриеви разтвори на Hach, 500 mL бутилки от 100 mg/L, 1 L бутилка (№ 2318153) и 1000 mg/L (№ 1474949), пакет със 100 капсули с прахообразни вещества за

	регулатор на натриева йонна сила (ISA) на Hach (№ 4451569) и основно ръководство на потребителя на ISE.
Комплект продукти:	Модел: ISENA381
	Включени принадлежности: комплект реагенти за калибриране
Комплект?:	Да
Обем на проба:	25 mL
Параметър:	Натрий
Разтвор за пълнене:	0,02 M NH ₄ Cl (№ 2965126)
Резолуция:	Избираем до 4 значими цифри
Специална функция:	Бързо време за отговор
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолуция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 50°C
Термистор:	ATC
Тип метод:	Лабораторни условия: референтен елемент с възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical ISENA381 комбиниран ISE за натрий, кабел с дължина 1 m (ISENA38101), стандартни натриеви разтвори на Hach, 500 mL бутилки от 100 mg/L, 1 L бутилка (№ 2318153) и 1000 mg/L (№ 1474949), пакет със 100 капсули с прахообразни вещества за регулатор на натриева йонна сила (ISA) на Hach (№ 4451569) и основно ръководство на потребителя на ISE.

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, ISENa381, 0,02 M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)