



Intellical ISEF12101 йон-селективен електрод (ISE) за флуорид (F⁻) с пакет реагенти за калибриране

Продукт №: ISEF121AP
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Пакетът Intellical ISE за анализ на флуорид съдържа всичко необходимо за стартиране на измерването на флуорид (F⁻) с Вашия HQD измервателен уред: Intellical ISEF121 флуориден ISE с кабел с дължина 1 m, 500 mL бутилки от 0,5 mg/L, 1 mg/L и 2 mg/L със стандартни разтвори за флуорид на Hach, пакет със 100 капсули с прахообразни вещества за регулатор на флуоридна йонна сила (ISA) на Hach.

Не изисква почти никаква поддръжка

Здравият дизайн на сензора позволява съхранение на ISE в СУХО състояние без срок на годност. Освен това сондата не изисква напълване на електролита или подмяна на мембраната.

Бързи, стабилни и точни резултати

Цифровите сонди Intellical дават точен резултат, когато измерването е стабилно, премахвайки предположенията при наличието на променливо число. В допълнение голямото кръгообразно референтно съединение на сондата предоставя максимална повърхност между пробата и референтния електролит за стабилност при бързо измерване.

Максимална проследимост на хронологията на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата

Могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е нужно повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD

Спецификации

Accuracy:	±0,02 mV или 0,05%, което от двете е по-голямо
ISA, изисква се:	Флуорид ISA (№ 258999)
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Епоксид
Връзка:	Пръстеновидна връзка (PTFE)
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Кристална мембрана в твърдо състояние
Дължина:	175 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Гелов референтен елемент Dritek, който няма възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: флуорид

	Минимална дълбочина на пробата (mm): 26
Измерване, диапазон:	0,01 mg/L (5 x 10 ⁻⁷ M) – 19 g/L (1 M) F
Какво има в кутията:	Комплектът включва Intellical ISEF121 комбиниран флуориден ISE, кабел с дължина 1 m (№ ISEF12101), стандартни разтвори за флуорид на Hach: 500 mL бутилки от 0,5 mg/L (№ 40505), 1,0 mg/L (№ 29149) и 2,0 mg/L (№ 40520), пакет със 100 капсули с прахообразни вещества за регулатор на флуоридна йонна сила (ISA) на Hach (№ 258999) и основно ръководство на потребителя на ISE.
Комплект продукти:	Модел: ISEF121
	Включени принадлежности: комплект реагенти за калибриране
Комплект?:	Да
Обем на проба:	25 mL
Параметър:	Флуорид
Резолуция:	Избираем до 4 значими цифри
Специална функция:	Съхранение в сухо състояние и бързо време за отговор. Без смяна на мембрани.
Тегло:	0,15 kg
Температура, резолуция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	5 – 50°C
Термистор:	ATC
Тип метод:	Лабораторни условия: гелов референтен елемент Dritek без възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Комплектът включва Intellical ISEF121 комбиниран флуориден ISE, кабел с дължина 1 m (№ ISEF12101), стандартни разтвори за флуорид на Hach: 500 mL бутилки от 0,5 mg/L (№ 40505), 1,0 mg/L (№ 29149) и 2,0 mg/L (№ 40520), пакет със 100 капсули с прахообразни вещества за регулатор на флуоридна йонна сила (ISA) на Hach (№ 258999) и основно ръководство на потребителя на ISE.