



Sension+ течен комбиниран електрод за рН, с бариера за сребърни йони

Продукт №:

LZW5014T.97.002

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

течен електрод за рН (с възможност за пълнене) с 2 керамични диафрагми и бариера за сребърни йони. Автоматична компенсация на температурата. Стъклен корпус. Обхват 0-14 рН, -10 до 100 °С. 1 m кабел. За настолен измервателен уред.

Този електрод за рН е подходящ основно за водна среда и за проби, съдържащи сяра, редуциращи захари или други вещества, които реагират със сребърни йони.

Стабилност на референтния електрод благодарение на пълнителя с ръкав и дизайна с бариера за Ag^+ йони.

For samples containing sulphurs, reducing sugars or other substances which react with silver ions.

Ag^+ ion barrier reference design.

High stability and long lifetime

Encapsulated reference system.

Спецификации

Ассурасу:	0,002 рН с рН31 измервателен уред
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Стъкло
Дължина:	130 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0 - 14 рН
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	рН
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 130 mm
Разтвор за пълнене:	LZW9500.99 KCl 3M
Свързка:	BNC for рН + Banana for Pt 1000
Специална функция:	TRIS съвместим
Съединение на сондата:	2 x керамичен щифт
Температурен датчик:	Pt 1000
Температурен диапазон:	-10 - 100 °C
Термистор:	Pt1000

Тип на сондата:

Лабораторна