



Sension+ комбиниран електрод за рН (трудни проби)

Продукт №: LZW5021T.97.002
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

течен електрод за рН (с възможност за пълнене) с диафрагма с ръкав. Автоматична компенсация на температурата. Стъклен корпус. Обхват 0-14 рН, 0-60 °С. 1 m кабел. За настолен измервателен уред.

Този електрод е подходящ за най-трудните проби, напр. проби с ниска йонна сила, кремове, емулсии, силно вискозни проби, вина, бои и проби с колоиди. Пълнителят с ръкав гарантира стабилност на референтния електрод.

Fast responding

Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime

Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Спецификации

Аccuracy:	0,002 рН с ММ374 измервателен уред
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Стъкло
Дължина:	130 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0 - 14 рН
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	рН
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 130 mm
Разтвор за пълнене:	LZW9500.99
Свързка:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Специална функция:	Съединение с ръкав без вероятност от запушване за ниска йонна сила.
Съединение на сондата:	Отворен с ръкав
Температурен датчик:	Pt 1000
Температурен диапазон:	0 - 60 °С
Термистор:	Pt1000

Тип на сондата:

Лабораторна