



Sension+ Течен електрод за ORP/редокс., с възможност за пълнене

Продукт №: LZW5057.97.0002
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Електрод за ORP/редокс с течен електролит и платинена жица. Стъклен корпус. Обхват ± 2000 mV, 0-80 °C. За настолен измервателен уред.

Спецификации

Ассигасу:	0,2mV с MM340 измервателен уред
Вид:	Лабораторен
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Платина
Дължина:	130 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	± 2000 mV
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	ORP
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 130 mm
Разтвор за пълнене:	LZW9500.99 KCl 3M
Свързка:	BNC Connector
Съединение на сондата:	Керамичен щифт
Температурен диапазон:	0 - 80 °C
Термистор:	-
Тип на сондата:	Лабораторна