



Sension+ 5130 Преносима поларографична сонда за разтворен кислород

Продукт №: LZW5130.97.0002

BGN Цена: Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

DO поларографична сонда с кабел с дължина 1 метър и MP5 конектор за преносими измервателни уреди.

Поларографична сонда за разтворен кислород (DO) и издръжлив пластмасов корпус, сменяема мембрана, пропускаща кислород, референтен електролит с възможност за пълнене и интегриран температурен сензор. Сондата е с фиксиран кабел с дължина 1 метър и MP5 конектор, предназначен за използване с преносими измервателни уреди за разтворен кислород. Сондата се доставя с 30 mL бутилка електролитен разтвор, два мембранни модула и полиращи ленти.

Електродът е идеален за измерване на разтворен кислород при общи приложения във водна среда - особено при работа в полеви условия.

Забележка: DO сондата SENSION+ 5130 е съвместима с версии на SENSION+ DO6 измервателен уред, произвеждани след м. януари 2013 г. За да гарантирате съвместимостта в вашия SENSION+ DO6 измервателен уред, се свържете с отдел "Поддръжка" за съдействие.

Спецификации

Аccuracy:	±0,5 mg/L
Вид:	Преносим
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Сменяема PTFE мембрана; Pt катод; Ag анод
Дължина:	120 mm (без дръжка)
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	0.03 mg/L - saturation
Материал:	Корпус на сондата: ABS и POM (найлон)
Параметър:	Dissolved Oxygen
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 120 mm (без дръжка)
Разтвор за пълнене:	2759123
Свързка:	Sension+ MP5
Температурен диапазон:	0 - 50 °C
Термистор:	Интегриран 30kohm NTC
Тип на сондата:	Преносима поларографична, разтворен кислород

Задължителни аксесоари

- Разтвор за пълнене, вътрешен, поларографичен DO, 50 mL (Item 2759126)