



Sension+ комбиниран електрод за рН с отворена диафрагма (замърсени проби)

Продукт №: LZW5051T.97.002
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

електрод за рН с отворена кръгла диафрагма и твърд електролит. Автоматична компенсация на температурата. Стъклен корпус. Обхват 2-14 рН, 0-80 °С. 1 m кабел. За преносими измервателни уреди.

Електродът е подходящ за приложения за (изключително замърсени) отпадни води, мляко, сокове и храни. Полипорпиленовият работен протектор предпазва от неволно счупване на електрода.

Ергономичен и стабилен
Built-in Pt1000 temperature sensor.

Вграден сензор за температура

Минимална поддръжка

Спецификации

Ассигну:	0,02 рН с рН1 измервателен уред
Вид:	Преносим
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Стъкло
Дължина:	85 mm (без дръжка)
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	2 - 14 рН
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	рН
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 85 mm (без дръжка)
Разтвор за пълнене:	Твърд полимер без възможност за пълнене
Свързка:	Sension+ MP5
Специална функция:	С работен протектор. Твърд гел за високо съдържание на твърди вещества.
Съединение на сондата:	Отворен
Температурен диапазон:	0 - 80 °С
Термистор:	Pt1000
Тип на сондата:	Преносим