



Sension+ Стабилен електрод за проводимост с титанов корпус

Продукт №: LZW5062.97.0002
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стабилна клетка за проводимост с титанови електроди и титанов корпус. Клетъчна константа $C=1\text{ cm}^{-1}$. Автоматична компенсация на температурата. 1 m кабел. За преносими измервателни уреди.

Измервателен обхват $5\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 50 mS/cm , $0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$. За извършване на измервания при екстремни условия, замърсени и вискозни продукти.

Практически неразрушим

Лесни за почистване

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Спецификации

Ассурасу:	0,50% с EC5 измервателен уред
Вид:	Преносим
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	2-полюсна титанова, $k = 0,3\text{ cm}^{-1}$
Дължина:	85 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	$5\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 50 mS/cm
Материал:	Корпус на сензора: титан
Параметър:	Conductivity
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 85 mm
Свързка:	Sension+ MP5
Специална функция:	За проби при тежки условия
Температурен диапазон:	$0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Термистор:	Pt1000
Тип на сондата:	Преносим