



Sension+ Реф. електрод за ISE, керамична диафр., конектор "банан".

Продукт №: LZW5044.97.0002
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Референтен електрод, за ISE приложения, Ag/AgCl с литиев ацетат 0,1M, керамична диафрагма, с 1 m кабел и конектор тип "банан".

Спецификации

Вид:	Лабораторен, с референция ISE
Гаранция:	6 месеца
Дължина:	120 mm
Дължина на кабела:	1 m
Материал:	Корпус на сензора: стъкло
Параметър:	Reference ISE
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 120 mm
Разтвор за пълнене:	LZW9901.99
Свързка:	Banana
Специална функция:	Референтен електрод с двойно съединение за ISE, голяма керамична диафрагма
Съединение на сондата:	Керамичен
Температурен диапазон:	0 - 60 °C
Термистор:	-
Тип на сондата:	Лабораторен референтен